

ピークフローメータ

TRUE ZONE

Truly Easy.



喘息予防管理に！

- ・清潔で吹きやすく、目盛が読み取りやすい
- ・より優れた精度再現性
- ・持ちやすくどこを持ってでも測定目盛に触れずに簡単測定

Peak Flow Meter
TRUE ZONETM

Patient-friendly
for better asthma management

〈製造販売元〉

TMI 株式会社 東京エム・アイ商会 E-mail info@nebneb.com URL <https://www.nebneb.com>

〒135-0023 東京都江東区平野3-2-6 ☎(03)6458-5588 FAX(03)6458-5518

Recording peak flow rates over time can help identify changes that may indicate a potential airway obstruction even before a patient experiences symptoms. Using a peak flow meter such as the *TruZone™* PFM can help patients and healthcare professionals take action before an asthma attack.

ピークフローメータ

トルーゾーン

Truly Easy.

喘息予防管理に！

特徴的なスタンダードレンジ

- ・ 広い測定レンジ (60~800 l/min)
- ・ 低い測定数値も正確に適応

高い精度・再現性


- ・ NAEP (米国喘息教育予防プログラム)
- ・ ATS (米国胸部疾患協会) 基準に適合

設計・デザイン

- ・ 軽量 (35g) ・ コンパクト設計
- ・ 読み取りやすいクリアボディ
- ・ どこを持ってても指針に触れずに測定可能
- ・ 指針が本体内部にあるため測定結果を誤ってずらす事はありません

カラーゾーンによる喘息管理

- ・ 付属のカラーゾーンテープにより喘息発作の予知、治療、予防に効果的
- ・ 気管支の状態を四段階に分けて測定可能



Trudell Medical International™ Canada

16喘息治療管理料

イ. 1月目 75点

ロ. 2月目以降 25点

注：入院中の患者以外の喘息の患者に対して、ピークフローメータを用いて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
(平14.3.8 保険発 0308001)

商品コード：0750010

届出番号：13B1X00104000001