

made
in
Germany

水・エアの力で強力洗浄

洗浄 ガン

落ちない汚れを

圧力で落とす

商品の内容に関するお問い合わせは
QRにてお願い致します。



AS ONE アズワン株式会社

錆びにくいアルミニウム・ シリコン合金ボディー



空・水圧調整可能

PVC ホースタイプ
品番：8-641-01
定価：28,000 円

ステンレスホースタイプ
品番：8-641-02
定価：29,800 円

噴出量
空：0.15MPa(75L/分)～0.6MPa(250L/分)
水：0.2MPa(3.2L/分)～0.6MPa(7.8L/分)
稼働耐圧範囲：0.15MPa～0.6MPa
重量：300g
耐熱：-10℃～60℃



一般的な水道に簡単取り付け

様々な現場で使用可能




スレッドがない水道であれば
アダプターを使用して水道に
装着出来ます。



接続する水道が 1/2 スレッドであれば
付属のホースに直接接続が可能です。

研究・ラボ・製薬

医療・病院・クリニック



工場・製造業

ノズルチェンジで、洗浄自在



8-641-12
定価：3,800円



内径が太めなチューブ
やフラスコを洗浄する
時のノズル



8-641-13
定価：3,800円



シャワー型のノズルで洗
浄できる面積を広げる



8-641-14
定価：3,800円



外径3mmの先端とゴムの
ベースでチューブ・カニユー
レや筒型の物を洗浄可能



8-641-15
定価：3,800円



ノズルがゴムのコーンに囲
まれていて、過洗等洗浄し
ている時水が溢れないよう
に塞ぐノズル



8-641-18
定価：9,500円



ベンチュリーノズルで洗浄液
と水を噴射
油污れ等に適切



8-641-16
定価：3,800円



外径4mmの先端とゴムの
ベースでチューブ・カニユー
レや筒型の物を洗浄可能



8-641-17
定価：6,300円



全長87mm、フレア型の噴
射により三角フラスコ等の洗
浄に適切

噴出例はQRにて
お願いいたします。

