

洗浄ガン



made
in
Germany

使用圧力(水・空): 0.15MPa~0.6MPa

重量: 300g

耐熱: -10~60°C



産業: 手洗いで落とせない汚れを水圧で落とす。細かいノズルを使用し狭いエリアも洗浄可能。油の汚れは洗浄液を水と共に噴射できノズルを使用。



研究・ラボ・製薬: フレアノズルやシャワーノズルを使用しビーカー等を洗浄可能。ノズルの先端にはゴムが付いている物があり、水が飛び散らないよう遠沈管等を洗浄可能。小物の研究器具を洗浄するに適切なガン。



医療・病院・クリニック: 中央材料室から医療器具の洗浄が可能。

クリーニングの為に分解可能



Ai-Si合金ボディー
(アルミニウム・シリコン合金)
耐アルカリ性



シリコングリップ トリガーの裏側にあるネジで
エア・水の圧力調整可能



狭い隙間の汚れ・細かい物を洗浄する場合細かいノズルを使用



内径が太めなチューブやフラスコを洗浄する時のノズル



シャワー型のノズルで洗浄できる面積を広げる



外形3mmの先端とゴムのベースでチューブ・カニューレや筒型の物を洗浄可能



ノズルがゴムのコーンに囲まれていて、遠沈管等洗浄している時水が溢れないように塞ぐノズル



外形4mmの先端とゴムのベースでチューブ・カニューレや筒型の物を洗浄可能



全長87mm、フレア型の噴射により三角フラスコ等の洗浄適切



ベンチュリーノズルで洗浄液と水を噴射油汚れ等に適切



ステンレススチール(SUS304) 100°C耐えられるカバー
鉄のカバーがある為ホースが折れない
(8-641-02)

使用しやすいPVCホース
(8-641-01)



接続する水道が1/2スレッドであれば付属のホースに直接接続が可能

スレッドがない水道であれば以下のアダプターを使用



品番: 8-641-01

定価: 28,000円

品番: 8-641-02

定価: 29,800円