

# 血圧計カフ



コネクタ付きの血圧計カフのため、生体情報モニタなどと接続が可能です。

ISO 10993（医療機器の生物学的評価）やEN/ISO 81060-1:2012（非観血的血圧計）のカフ要求事項に適合しています。



リユーズブル血圧計カフNSタイプ（ナイロン製）



リユーズブル血圧計カフSタイプ（PU製）



ディスポーザブル血圧計カフ

## リユーズブル血圧計カフ

### 特長

■ 耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。

■ NSタイプ(ナイロン製)は角が丸くなっています。

■ Sタイプ(PU製)は柔らかく肌触りが良いです。



バヨネット



サブミン



| 型番       | 仕様     | 適用腕周 (cm) | 9-1368       | 9-1369      |
|----------|--------|-----------|--------------|-------------|
|          |        |           | C12<br>バヨネット | C17<br>サブミン |
| U1882NS- | 幼児用    | 9~14.8    | -01          | -01         |
| U1881NS- | 小児用    | 13.8~21.5 | -02          | -02         |
| U1885NS- | 成人用(小) | 20.5~28.5 | -03          | -03         |
| U1880NS- | 成人用(中) | 27.5~36.5 | -04          | -04         |
| U1869NS- | 成人用(大) | 35.5~46   | -05          | -05         |
| U1884NS  | 大腿部用   | 45~56     | -06          | -06         |
| U1882S-  | 幼児用    | 10~19     | -07          | -07         |
| U1881S-  | 小児用    | 18~26     | -08          | -08         |
| U1885S-  | 成人用(小) | 20~28     | -09          | -09         |
| U1880S-  | 成人用(中) | 25~35     | -10          | -10         |
| U1869S-  | 成人用(大) | 33~47     | -11          | -11         |
| U1884S-  | 大腿部用   | 46~66     | -12          | -12         |

### 仕様

- ホース材質: PVC (塩化ビニル樹脂)
- カフ材質: NS-C12・NS-C17タイプ/ナイロン、S-C12・S-C17タイプ/PU(ポリウレタン)
- コネクタ材質: NS-C12・S-C12タイプ/ニッケルメッキ真鍮、NS-C17・S-C17タイプ/POM
- チューブ長: 50cm ■ ラテックスフリー

## ディスポーザブル血圧計カフ

### 特長

- 患者様ごとに使い捨てにできるため、院内感染対策に有効です。
- ソフトな肌触りでありながら、耐久性も兼ね備えています。



バヨネット



サブミン



マイクロプラグ

| 品番       | 型番         | 仕様     | 適用腕周 (cm) | コネクタ形状  |
|----------|------------|--------|-----------|---------|
| 8-656-01 | U1770S-C12 | 幼児用    | 9~14.8    | バヨネット   |
| 8-656-02 | U1760S-C12 | 小児用    | 13.8~21.5 |         |
| 8-656-03 | U1750S-C12 | 成人用(小) | 20.5~28.5 |         |
| 8-656-04 | U1740S-C12 | 成人用(中) | 27.5~36.5 |         |
| 8-656-05 | U1720S-C12 | 成人用(大) | 35.5~46   |         |
| 8-656-06 | U1790S-C12 | 大腿部用   | 45~56     | サブミン    |
| 8-656-07 | U1770S-C17 | 幼児用    | 9~14.8    |         |
| 8-656-08 | U1760S-C17 | 小児用    | 13.8~21.5 |         |
| 8-656-09 | U1750S-C17 | 成人用(小) | 20.5~28.5 |         |
| 8-656-10 | U1740S-C17 | 成人用(中) | 27.5~36.5 |         |
| 8-656-11 | U1720S-C17 | 成人用(大) | 35.5~46   |         |
| 8-656-12 | U1790S-C17 | 大腿部用   | 45~56     | マイクロプラグ |
| 8-656-13 | U1781S-C05 |        | 3~6       |         |
| 8-656-14 | U1782S-C05 |        | 4~8       |         |
| 8-656-15 | U1783S-C05 | 新生児用   | 6~11      |         |
| 8-656-16 | U1784S-C05 |        | 7~13      |         |
| 8-656-17 | U1785S-C05 |        | 8~15      |         |

### 仕様

- 材質: カフ/PVC (塩化ビニル樹脂) 不織布、ホース/PVC (塩化ビニル樹脂)、コネクタ/POM
- チューブ長: 新生児/20cm、その他/50cm ■ ラテックスフリー
- 入数: 新生児用/1箱(1枚/袋×10袋入)、その他/1箱(1枚/袋×5袋入)

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。

※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q>

(24時間受付)

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00~午後 5:30 受付 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く))



販売元

AS ONE アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号