

高反発ラテックスフォームの衝撃吸収性により、  
体にかかる負担を軽減します。

マニュアルストレッチャー用  
検査処置用STマットレス



(使用例)

- 内視鏡検査時や検査後のリカバリーにも使用可能です。
- 体圧分散性・耐久性・抗菌性が高い発泡ラテックスを使用しています。
- カバーは防水・抗菌仕様で、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。
- X線透過素材を使用しています。

品番	型番	価格(税抜)
8-663-01	NVHM	¥ 45,000

【仕様】

材質：カバー / ポリウレタンフィルム（表地）・ポリエステル（裏地）

中材 / 合成ラテックスフォーム

ベルト / ポリエステル

幅 × 長さ × 厚み：500 × 1750 × 50 mm

重量：約 4.8 kg



AXEL 品番  
で検索できます。

□ 価格、納期は変動する場合がございます。  
最新情報は AXEL でご確認ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q>

(24 時間受付)



TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00～午後 5:30 受付 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く))

 **アズワン株式会社**

■ ご用命は信頼ある代理店へ

