

洗浄と乾燥がスムーズに！

# 洗浄ボトル（固定タイプ）



使用例

- ▶ 容器の角度が固定されているため洗浄・乾燥が容易です。
- ▶ 洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。
- ▶ 先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。

品番	型番	色	容量 (mL)	価格 (税抜)
8-667-01	ASB-450-PU	ピンク	450	¥940
8-667-02	ASB-450-BU	ブルー	450	¥940

## 仕様

- 材質：本体／PP（ポリプロピレン）、キャップ／PP（ポリプロピレン）・PE（ポリエチレン）
- サイズ：224×78×59mm ●重量：48g ●消毒方法：薬液洗浄・ベッドパンウォッシャー（90℃）可

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。

※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q>

(24時間受付)

TEL 0120-711-875（ユーザー機用）

(午前 9:00～午後 5:30 受付 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く))



販売元

 **アズワン株式会社**

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

【2309PASPB】