



「簡単操作・シンプル機能」で
静脈穿刺をサポート

- ◇ 環境に合わせた明るさ、サイズ、色展開
- ◆ リアルタイムに素早く静脈探知
- ◇ コンパクトで持ち運び自由
- ◆ 幅広い部位 & 患者さまに適用
- ◇ 約4時間の連続駆動



<活用場面>



集団検診の採血・献血



化学療法等による
高頻度の穿刺



美容整形
静脈への誤穿刺防止



研修・穿刺技術向上の補助

簡単操作な4つの機能

① 《3段階の明るさ》

処置環境に合わせて明るさを変更できます。



② 《用途に応じたサイズ切り替え》

- 広範囲で使用する場合 (静脈状態確認時等)
- 処置に集中する場合
- 小児に使用する場合
- 額など狭い範囲に使用する場合



フルサイズ



小サイズ

③ 《3色の投影色》

多様な肌の色に適した投影色の選択が可能です。



シアン

白

赤

④ 《投影色の反転》

処置環境や患者さまに合わせて見やすい設定を選択できます。



静脈を投影



静脈周囲を投影

操作パネル



- 上部ボタン**
各機能 (明るさ、投影サイズ、色、反転、モード) の切り替え
- 電源ボタン**
本体起動、シャットダウン
- 下部ボタン**
各機能 (明るさ、投影サイズ、色、反転、モード) の詳細を選択



- 主電源スイッチ**
「ON」の状態でごボタンが機能

専用スタンド (オプション)

持ち運び簡単
キャスタースタンド

場所をとらない
クランプスタンド



約480 mm (奥行) × 480 mm (幅) × 1800 mm (高)



約50 mm (奥行) × 75 mm (幅) × 770 mm (高)

【仕様】

- 連続稼働時間：約4時間
- 充電時間：約3時間
- 本体寸法：約240 mm (奥行) × 60 mm (幅) × 60 mm (高)
- 本体重量：約460 g (本体搭載バッテリー含)
- 電源：リチウムイオン電池 (DC 3.6 V)

【製品一覧】

品番	型番	仕様	価格 (税抜)
8-679-01	NVS30	静脈可視化装置 (本体)	¥380,000
8-679-11	NVS30-SP1	キャスタースタンド (組み立て式)	¥76,000
8-679-12	NVS30-SP2	クランプスタンド (完成品)	¥43,500

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
※商品写真やイメージは印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

製造販売業者

AS ONE アズワン株式会社
navis*

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

<https://axel.as-1.co.jp>