

ナビス 救急バッグセット ナビス 救急ケースセット

予測式体温計や非接触体温計を含む実用的な救急セット



ナビス 救急バッグセット



ナビス 救急ケースセット



- ▶ 持ち手、ショルダーテープ付きの持ち運びに便利です。
- ▶ バッグの上部は大きく開き、ポケットも豊富で収納力があるため、必要な備品を追加することも可能です。

- ▶ プラスチックケースの容器のためお求めやすい価格です。
- ▶ 持ち運びが多くない場合におすすめです。



天面のフラップが大きく開きますので、内容物の確認が行いやすく、取り出しも容易に行えます。



使用例

前ポケットには3サイズのループを設けており、ペン、体温計ほか色々な備品を収納できます。



予測式体温計7-4902-01

20秒測定
バックライト付き



非接触体温計7-4307-01

1秒測定
腋下換算

品番	型番	サイズ (mm)	収納	体温計	価格(税抜)
8-654-01	PTC	348×153×139	プラスチックケース	予測式体温計7-4902-01	¥ 8,000
8-654-02	NCC			非接触体温計7-4307-01	¥ 9,800
8-680-01	PTB	280×160×210	ナイロンバッグ	予測式体温計7-4902-01	¥12,000
8-680-02	NCB			非接触体温計7-4307-01	¥14,000
8-681-01	EMB01		ナイロンバッグのみ		¥ 4,900

仕様

● 共通セット内容：FCワンタッチパッド(S/12枚入、M/6枚入)、伸縮包帯(L/1巻)、ネットホータイ(手先・ひじ用/1枚)、絆創膏アソート36、サージカルテープ(1巻)、三角巾(M)、消毒液(75mL)、綿棒(50本入)、清浄綿(5枚)、副木(中)、副木(小)、冷却シート(4枚入)、テーピングテープ(1巻)、一方弁マスク、救急用ハサミ、ピンセット、毛抜ピンセット、爪切り
 ※セット内容は予告なく変更になる場合があります。

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。
 ※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q>

(24時間受付)

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00～午後 5:30 受付(土・日・祝日及び弊社休業日は除く))



販売元

AS ONE アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号