

上下ヒーターでしっかりシール

スタンドシーラー

- 滅菌バッグの中身を確認しながら、上下ヒーターでしっかりシールできます。
- 作業台がついているため、作業性に優れています。



コントロールパネル

Point
1



上下両側加熱と下片側加熱を切り替えることができるため、様々なフィルムに対応可能です。

Point
2



足踏み式のため、両手で滅菌バッグを持ったまま圧着することができます。

品番	型番	商品名	サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	参考価格(税抜)
8-704-01	NVS-W	スタンドシーラー	350×380×900	¥84,000
品番	交換部品	入数	参考価格(税抜)	
8-704-11	交換用ヒーター線	1パック (5本入)	¥3,000	
8-704-12	交換用テフロンテープ	1パック (5枚入)	¥2,400	
8-704-13	交換用テフロンシート	1枚	¥2,900	

商品の詳細は
コチラ！



【仕様】●シール能力: PE(ポリエチレン)／～0.6mm、PP(ポリプロピレン)／～0.4mm ●シール幅×長さ: 5×300mm ●加熱方式: インパルス式(予熱不要)
●シール方式: 上下両側加熱/下片側加熱(切替式) ●電源: AC100V/50/60Hz/1350W ●重量: 約19kg ●電源コード長: 1.6m

商品の詳しい情報は
検索サイト「AXEL」
をご覧ください



商品名や品番で
簡単に検索できます！

AXEL

AS ONE アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

navis