

キャスター付きスタンド不要の 新しい点滴スタイル



災害医療への備蓄・リハビリ時の歩行に

ナビス点滴ベスト

通常モデル




車いす対応モデル



付属品：ポール・カラビナ



両手が使えるようになる



段差やエレベーターのドアの
溝も気にせず移動可能



トイレなどの狭いところでも
動きやすい



移動時の転倒リスク軽減

navis*

特徴

- ▶点滴時、点滴スタンドなしで自由に動くことができるベストです。
- ▶ポールを収納するポケットが左右にあります（車いす対応モデルは後ろに配置）。
- ▶災害現場での迅速な救急救助としてDMATへの活用におすすめです。

<災害医療での備蓄に便利>



・「置き場所を要する」イルリガートル台



・ベストは段ボール等に「まとめて備蓄可能」

災害時の救急救助の際は大量運搬できる！



通常モデル使用例
(一人で着用可能)



車いす対応モデル使用例
(着用時に補助必要)

品番	型番	前身頃/裾幅 (cm)	適用サイズ (cm)	価格(税抜)
8-706-01	通常モデル	55/38	へそまわり 70~100	¥19,600
8-706-02	車いす対応モデル	40/32		¥19,600

仕様

- 材質：表地/ポリエステル 100%、裏地/ナイロン 100%、中地/ポリエステル 100%、ベルト/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポール/PVC (ポリ塩化ビニル)
- 洗濯方法：洗濯可 (40℃以下) / 脱水可 / タンブル乾燥不可 ● ポール長さ：約 85cm ● ポール耐荷重：約 1kg
- 重量：ベスト (通常モデル・車いす対応モデル) / 約 270g・約 230g、ポール/約 80g、カラビナ/約 15g
- 付属品：ポール × 1 本、カラビナ × 1 個

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。
※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口
カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q>
(24 時間受付)

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)
(午前 9:00~午後 5:30 受付(土・日・祝日及び弊社休業日は除く))



アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号