


ナビス シリコーン粘着 サージカルテープ

シリコーン粘着剤で皮膚にやさしく、
剥がす際の痛みを軽減



はがす時、
皮フが引っぱられる


イメージ



弊社アクリル粘着剤
サージカルテープ

皮フを引っぱらないので
痛みが軽減!

イメージ



ナビスシリコーン粘着
サージカルテープ

アクリル系粘着剤と異なり、貼付から時間が経った後でも貼り直しができます。
剥がす際の肌へ負担の少なさと固定力^{※1}を両立しています。

※1 アクリル粘着剤と比べると固定力は劣ります



品番	型番	幅×長さ	入数	価格(税抜)
8-708-01	NSTSA25	25mm×5m	1箱 (6巻入)	¥2,600



仕様

● 材質：テープ部／ポリエステル不織布・ポリウレタン、粘着剤／シリコーン系粘着剤

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。

※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00～午後 5:30 受付 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く))

商品の内容に関する
お問い合わせは

アズワン FAQ

検索



販売元

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号