

# 感染リスク・針刺し事故のリスク低減

navis\*




安全設計

Made in Japan

※再使用禁止  
 ※注射針が飛び出す危険性がありますので、絶対に上限ラインを越えて廃棄物を投入しないでください。

- ◆ 針を外さずそのまま廃棄
- ◆ 中蓋回転構造で針捨ての都度蓋を固定する手間を解消
- ◆ 内容物の飛び出しをブロック



## 針捨て BOX - ナビスはりぽっどん

### ● 安心の2段階ロック構造



1 段階仮ロック / (右 上 1箇所)  
 使用中、必要に応じて中蓋を回転させることにより、蓋をすることができます。不潔領域を触らずに再度開放状態にできます。

2 段階最終ロック / (2箇所)  
 本製品を廃棄する際には、しっかりと蓋をする最終ロック構造あります。最終ロック後は再度廃棄物を投入できません。

### ● サッと固定できる背面フック付



取付イメージ



### ● 省スペースで保管 回転式構造を有する 針 BOX では唯一

蓋の上には重ねて保管しやすい補助ガイドを付与。本体も横長設計で安定感があり、転倒しにくい設計です。

\* 必ず平坦な面においてご使用ください



品番	型番	サイズ(mm)	容量(L)	入数	価格(税抜)
8-709-01	NR-4	約 262×146×198	約 3.7	1 個	590 円
8-709-51	NR-4 ケース販売			1 箱 (20 個入)	11,000 円

#### 【特長】

- 安定感のある形状で安心して注射針の回収が行えます。
- 蓋と本体は一度セットするとロックされ、離れません。
- 積み重ね可能でまとめて保管・廃棄する時も省スペースで行えます。

#### 【仕様】

- 材質：本体・蓋・中蓋 (PP/ポリプロピレン)
- 開口部サイズ：201×48 mm
- 7-1269-02 プロシエア注射針回収ボックス N4 用ブラケット対応
- ※ スタッキング可能


AS ONE

# 多種多様な注射針に対応した機構のある PROSHARE

## プロシェア注射針回収ボックス

2L

注射針外し口  
(ルアーロック式・ルアースリップ式・歯科用注射針等に対応)




専用ブラケット 2L



使用例

4L

注射針外し口  
(ルアーロック式・ルアースリップ式・歯科用注射針等に対応)



専用ブラケット 4L



使用例

1L



専用ブラケット 1L



使用例

※再使用禁止  
※注射針が飛び出す危険性がありますので、絶対に上限ラインを越えて廃棄物を投入しないでください。

注射針の形状によっては適合しないケースがあります。無料サンプルで一度お試しください。

品番	型番	サイズ (mm)	容量 (L)	入数	価格 (税抜)
7-1268-03	N1	約 144×130×145	約 1	1 個	230 円
7-1268-01	N2	約 165×170×180	約 2		370 円
7-1268-02	N4	約 255×155×200	約 4		580 円
7-1268-53	N1 ケース販売	1 箱 (48 個入)			9,300 円
7-1268-61	N2 ケース販売	1 箱 (24 個入)			7,400 円
7-1268-62	N4 ケース販売	1 箱 (24 個入)			12,000 円
7-1269-03	N1 用 ブラケット	φ25 mmパイプ対応			3,600 円
7-1269-01	N2 用 ブラケット				3,800 円
7-1269-02	N4 用 ブラケット				4,200 円

《仕様》

□ 材質: 本体 (PP/ ポリプロピレン)  
ブラケット (ステンレス・アルミ)  
※ スタッキングは、N2・N4 のみ可能



AXEL 品番 で検索できます。

□ 価格、納期は変動する場合がございます。  
最新情報は AXEL でご確認ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q>

(24 時間受付)

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00~午後 5:30 受付 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く))

AS ONE アズワン株式会社



■ ご利用は信頼ある代理店へ

navis\*

[2310PASPB]