

# ナビス バブルチューブ



## Suction Tube



チューブの膨らみがある場所でカットすることで径の大きさが変更可能な吸引チューブ  
カットする位置で内径が変わるため、コネクタを必要としません



一般医療機器  
一般的名称:吸引チューブ  
販売名:ナビス バブルチューブ  
医療機器届出番号:27B2X00303000077

チューブには90cm間隔で膨らみがあり、膨らみの中央部で切断するとファネル状、膨らみの隣接部で切断するとテーパ状となります。

### 内径と外径サイズ



品番	型番	内径(mm)	外径(mm)	入数	価格(税抜)
8-710-01	NVS48	4.8~9.3	6.8~12.7	1巻(30m)	¥3,500
8-710-02	NVL69	6.9~10.4	9.8~14.8		¥4,000

### 仕様

- 材質: PVC (塩化ビニル樹脂) ● EOG 滅菌可

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。

※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

### カスタマー相談センター

**TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)**

(午前 9:00~午後 5:30 受付 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く))

商品の内容に関する  
お問い合わせは

アズワン FAQ

検索



製造販売元

**アズワン株式会社**

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

[2312PASPB]