

ナビス 綿棒

Sterile Cotton Swab

navis*

クリーンルーム内で製造した衛生的な綿棒です



SS575 SS5150 SS15150



S575 S5150 S15150

しっかりした太さの木軸を採用しています

品番	型番	綿径×全長(mm)	木軸径(mm)	滅菌	入数	価格(税抜)
8-685-01	SS575	φ5.0×75	2.5	EOG滅菌 (個包装)	1箱(1本/袋×300袋入)	¥2,100
8-685-02	SS5150	φ5.0×150			1箱(1本/袋×150袋入)	¥2,500
8-685-03	SS15150	φ15.0×150	3		1箱(1本/袋×150袋入)	¥1,900
8-711-01	S575	φ5.0×75	2.5	未滅菌	1箱(100本/袋×10袋入)	¥1,400
8-711-02	S5150	φ5.0×150			1箱(50本/袋×4袋入)	¥1,700
8-711-03	S15150	φ15.0×150	3		1箱(50本/袋×4袋入)	¥1,500

※8-711-01~03は未滅菌製品です。必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用してください。

仕様

● 材質：綿球／コットン、軸／木

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。

※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00～午後 5:30 受付 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く))

商品の内容に関する
お問い合わせは

アズワン FAQ

検索



販売元

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

【2309PASPB】