


ナビス チューブホルダー

navis*

Endotracheal Tube Holder



使用例

特長

- 気管内チューブ・ラリングルマスクなどを素早く容易に固定できます。
- バイトブロック付きのためチューブの閉塞や破損を防ぐことができます。
- ストラップおよびマウスピース内側のフォームはソフトな材質を使用しています。

仕様

- 材質：マウスピース／PP（ポリプロピレン）、フォーム／EVA（エチレン酢酸ビニル共重合体）、ストラップ／ポリエステル
- 対応チューブサイズ：φ6.0～φ18.0mm
- ラテックスフリー
- サイズ：マウスピース／114×43×65mm、ストラップ／22×540mm、チューブ挿入開口部／19mm

品番	型番	入数	価格(税抜)
8-771-01	NVTH01	1個	¥ 980
8-771-51	NVTH05	1箱 (5個入)	¥4,800

一般医療機器
一般的名称: チューブ用クランプ
販売名: ナビス チューブホルダー
医療機器届出番号: 27B2X00303000090

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。

※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00～12:00、午後 1:00～5:30 受付 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く))

商品の内容に関する
お問い合わせは

アズワン FAQ

検索



製造販売業者

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

【2508PASPB】