


ナビス サービカルブラシ ツイン

Cervical Sampler



1本2役の検診用細胞採取ブラシ



ブラシ形状	山型ブラシ	植毛ブラシ
画像		
採取部位	子宮腔部及び子宮頸管入口	子宮頸管
細胞診標本作製法	直接塗抹法、液状化細胞診	直接塗抹法

特長

- 子宮頸がん検診用の細胞採取ブラシです。
- 山型ブラシ部は直接塗抹法、液状化細胞診どちらの細胞診標本作製法にも使用できます。
- 山型ブラシ部は使用後にチューブを押して取り外しできます。



仕様

- 材質：山型ブラシ／PE（ポリエチレン）、植毛ブラシ／ナイロン、SUS304、柄・チューブ／PP（ポリプロピレン）
 - 全長：約206mm
 - 採取部位：山型ブラシ／子宮腔部及び子宮頸管入口、植毛ブラシ／子宮頸管
 - EOG滅菌済（個包装）
- ※妊婦には使用できません。

品番	型番	入数	価格(税抜)
8-772-01	NV8311	1箱（1本/袋×100袋入）	¥6,000

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。
※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875（ユーザー様用）

（午前 9:00～12:00、午後 1:00～5:30 受付（土・日・祝日及び弊社休業日は除く））

商品の内容に関する
お問い合わせは

アズワン FAQ

検索



製造販売業者

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

【2506PASPB】