

エコープローブカバー

Ultrasound Probe Cover

滅菌済みの超音波プローブカバー



①②

一般医療機器

一般的名称:体表面用超音波プローブカバー

販売名:ナビス エコープローブカバー

医療機器届出番号:27B2X00303000089

③

一般医療機器

一般的名称:体表面用超音波プローブカバー

販売名:エコープローブカバー I

医療機器届出番号:27B1X00006515000

navis*

	品番	型番	幅×長さ (mm)	用途	入数	価格(税抜)
①	8-773-01	CB1491	140×910	有線エコープローブ用	1箱 (1枚/袋×25袋入)	¥19,500
②	8-773-02	AD1891	180×910			¥19,500
③	8-798-01	EPC-1225	120×250	ワイヤレスプローブ用	1箱 (1枚/袋×40袋入)	¥32,000

共通特長



伸縮性

カバーは伸縮性があり、プローブへの密着性を高めます。

①

8-773-01

型紙が付属

立体的な状態を作りやすくプローブへの装着が容易に行えます。



セット内容：型紙付きプローブカバー×1枚、ゴムバンド×2本、固定用テープ×2本、滅菌ジェル20g×1袋、包装用ドレープ×1枚

②

8-773-02



粘着テープ

プローブカバー内に滅菌ジェルを塗らずに使用できます

セット内容：粘着テープ付きプローブカバー×1枚、ゴムバンド×2本、固定用テープ×2本、滅菌ジェル20g×1袋、包装用ドレープ×1枚

③

8-798-01

先端部平面サイズ：90×30mm

様々なプローブにジャストフィットします



セット内容：プローブカバー×1枚、固定用ゴムバンド×2本、滅菌ジェル20g×1袋

仕様

- 材質：PU（ポリウレタン）フィルム
- EOG 滅菌済（個包装）
- ラテックスフリー

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。

※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875（ユーザー様用）

（午前 9:00～12:00、午後 1:00～5:30 受付（土・日・祝日及び弊社休業日は除く））

商品の内容に関する
お問い合わせは

アズワン FAQ

検索



アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

[2506PASPB]