


インフューザー加圧バッグ

Pressure Infusion Bag

用途に応じて選べる仕様
ディスポ、リユースの2ラインナップ



ディスポーザブル



リユースブル

一般医療機器

一般的名称: 手動式圧注入調節装置

販売名: MedCuff ディスポインフューザー加圧バッグ

医療機器届出番号: 27B2X00303000087

販売名: MedCuff リユースブルインフューザー加圧バッグ

医療機器届出番号: 27B2X00303000088

navis

[使用例]



裏面はメッシュ仕様



裏面は半透明のシート仕様



安全弁付きで過剰加圧を防止

特長

- 輸液バッグに圧力を加え、輸液の滴下を調整する器具です。
- 過剰圧力を防ぐ安全弁付きで、規定値を超えると自動的に空気を解放します。
- 裏面がメッシュまたは半透明シートのため、輸液残量が容易に確認できます。
- イルリガードル等のフックに引っ掛けられます。
- 三方活栓が手元近くにあり、片手での操作が行えます。
- 患者情報の記載欄付きです。

仕様

- 材質：バッグ/ナイロン、チューブ・送気球/PVC（塩化ビニル樹脂）
- 加圧表示：緑/250～300mmHg、赤/300mmHg以上
- ラテックスフリー

品番	型番	仕様	容量 (mℓ)	価格(税抜)
8-774-01	V1005P	Disposable	500	¥2,700
8-774-02	V1010P		1000	¥3,200
8-775-01	V0005P	リユーズブル	500	¥4,500
8-775-02	V0010P		1000	¥5,000

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。

※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00～12:00、午後 1:00～5:30 受付 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く))

商品の内容に関する
お問い合わせは

アズワン FAQ

検索




製造販売業者

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

[各パーツ説明]



患者情報記載欄

安全弁

三方活栓

ゴム球