

スタンダードLED喉頭鏡

LED電球タイプのリーズナブルな喉頭鏡

グリーンライン
規格非対応

グリーンライン規格準拠品と
組み合わせての使用はできません



SM-1213+SM-13512



C.1210.6

4サイズのマッキントッシュブレード
とハンドルのセット

仕様

- 材質：ブレード・ハンドル/ステンレス (SUS304)
- 電源：単2乾電池×2本 (別売)
- 喉頭鏡セット内容：LED電球ブレード No.1~No.4、ハンドル、ソフトケース
- 浸漬消毒可、EOG滅菌可、ウォッシャーディスインフェクター・オートクレーブ不可
- ※LED電球はお客様での交換ができません。
交換が必要な場合は弊社修理窓口までご依頼ください。



明るい暖色系LEDにより、
鮮明な色味で照射

品番	型番	仕様	長さ (mm)	価格 (税抜)
8-779-01	C.1210.6	喉頭鏡セット	—	¥22,000
8-779-11	SM-1211	LED電球ブレード No.1	92	¥ 5,000
8-779-12	SM-1212	LED電球ブレード No.2	114	¥ 5,000
8-779-13	SM-1213	LED電球ブレード No.3	133	¥ 5,000
8-779-14	SM-1214	LED電球ブレード No.4	158	¥ 5,000
8-779-15	SM-13512	ハンドル	141	¥ 5,000

※ブレード (8-779-11~14) とハンドル (8-779-15) は組み合わせて使用できます。
その他のページに掲載しているブレード及びハンドル、また他社品とは組み合わせて使用できません。

マッキントッシュ



ミラー



汚れが溜まりにくく洗浄も行いやすいファイバー内蔵型

特長

- ファイバーを高密度に束ねているため光透過性に優れています。
- ファイバーが内蔵型であり凹凸が少ないため、汚れが付きにくく、洗浄も行いやすいです。

仕様


- 材質：ステンレス (SUS304)
- ISO規格：ISO 7376規格準拠 (グリーンライン)
- オートクレーブ可、EOG滅菌可、
ウォッシャーディスインフェクター可、浸漬消毒可

品番	型番	仕様	長さ (mm)	価格 (税抜)
8-776-01	SM-32D0	マッキントッシュ No.0	85	¥18,000
8-776-02	SM-32D1	マッキントッシュ No.1	96	¥18,000
8-776-03	SM-32D2	マッキントッシュ No.2	116	¥18,000
8-776-04	SM-32D3	マッキントッシュ No.3	136	¥18,000
8-776-05	SM-32D4	マッキントッシュ No.4	156	¥18,000
8-776-06	SM-32E0	ミラー No.0	79.5	¥18,000
8-776-07	SM-32E1	ミラー No.1	104	¥18,000
8-776-08	SM-32E2	ミラー No.2	155	¥18,000



防水仕様 (IP68) かつ 溝に汚れが溜まりにくい形状


高輝度な
白色LED光源



SM-32D3+SM-3927WP

特長

- 汚れの落としやすさとグリップ性を両立したデザインです。
- 防水仕様のため、乾電池を外すことなく洗浄、浸漬消毒が可能です。
- ISO 7376適合のブレードに装着可能です。
- 白色LED光源により、長寿命かつ視野を明るく照らします。



SM-3917WP SM-3927WP

仕様


- 材質：ステンレス (SUS304)
- 電源：スタンダード／単2乾電池×2本 (別売)、スリム／単3乾電池×2本 (別売)
- 防水規格：IP68
- ISO規格：ISO 7376規格準拠 (グリーンライン)
- ウォッシャーディスインフェクター可、EOG滅菌可、オートクレーブ可、浸漬消毒可



SM-32D3+SM-322L6

特長

- ISO 7376適合のブレードに装着可能なハンドルです。
- 白色LED光源により、長寿命かつ視野を明るく照らします。



SM-321L6 SM-322L6

仕様

- 材質：ステンレス (SUS304)
- 電源：スタンダード／単2乾電池×2本 (別売)、スリム／単3乾電池×2本 (別売)
- ISO規格：ISO 7376規格準拠 (グリーンライン)
- ウォッシャーディスインフェクター可、EOG滅菌可、オートクレーブ可 (LEDランプを除く)、浸漬消毒可


品番	型番	仕様	長さ (mm)	価格 (税抜)
8-778-01	SM-3927WP	スタンダード／防水	156	¥30,000
8-778-02	SM-3917WP	スリム／防水	156	¥30,000
8-777-01	SM-322L6	スタンダード	155	¥20,000
8-777-02	SM-321L6	スリム	155	¥20,000

一般医療機器
一般的名称：挿管用喉頭鏡
販売名：SureClean LED喉頭鏡ハンドル
医療機器届出番号：27B2X00303000094

販売名：LED喉頭鏡ハンドル
医療機器届出番号：27B2X00303000093

ディスプレイザブル喉頭鏡ブレード

グリーンライン
規格準拠



ISO 7376適合ハンドルとの装着例

特長

- ディスプレイザブルのため交差感染リスクを低減し、再使用準備の手間がいりません。
- ISO 7376適合のハンドルに装着できます。
- ファイバー先端部に加え、ファイバーの側面部も照射されるため、喉頭蓋及び口腔内全体を明るくできます。
- 5本の少量入数のため在庫過多を避けられます。

仕様

- 材質：PC（ポリカーボネート）・PMMA（アクリル）
- ISO規格：ISO 7376規格準拠（グリーンライン）
- 未滅菌

品番	型番	入数	長さ (mm)	価格(税抜)
8-780-01	マッキントッシュ No.2	1袋 (1本/袋×5袋入)	113.9	¥3,000
8-780-02	マッキントッシュ No.3		133.9	¥3,000
8-780-03	マッキントッシュ No.4		152.6	¥3,000

一般医療機器

一般的名称: 挿管用喉頭鏡

販売名: ディスposable喉頭鏡ブレード

医療機器届出番号: 27B2X00303000095

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。

※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00~12:00、午後 1:00~5:30 受付(土・日・祝日及び弊社休業日は除く))

商品の内容に関する
お問い合わせは

アズワン FAQ

検索



製造販売業者

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

【2506PASPB】