



Zittron X線防護メガネ



Corning社のレンズを採用した防護メガネ



メガネ無しでもメガネの上からでも装着できる
オーバーグラスタイプ

メガネケース



フィットベルト

ズリ落ち防止のフィットベルト付き

仕様

- 鉛当量：正面／0.75mmPb、側面／0.5mmPb
- 重量：約92g
- 付属品：フィットベルト×1本、メガネケース

品番	型番	価格(税抜)
8-835-01	Fitover	¥33,000

Zittron X線防護エプロン(ソフトフィール)

柔らかい素材で優れた着心地のよさ



ベージュ



肩パット入りのため着用時の体への負担を軽減します



ブルー



ピンク



素材が柔らかいため着心地が良く、遮蔽シートの折れも発生しづらいです

仕様

- 遮へい素材：含鉛ビニル
- 鉛当量：0.25mmPb
- 前幅×着丈：S/55×88cm、M/58×98cm、L/58×108cm、LL/63×113cm

品番	サイズ	重量 (kg)	色	価格(税抜)
9-1592-*	S	1.8	カラーコード表参照	¥30,000
9-1594-*	M	2.0		¥32,000
9-1596-*	L	2.2		¥35,000
9-1598-*	LL	2.6		¥40,000

カラーコード表

品番	色
-01	ピンク
-02	ブルー
-03	ベージュ

一般医療機器

一般的名称：放射線防護用前掛

販売名：Zittron X線防護エプロン

医療機器届出番号：27B2X00303000096

Zittron X線防護カラー(PINSAFE)

PINSAFE Thyroid Shield




後方部以外は遮へいシートを縫い付けておらず、縫い付け穴がないため防護性に優れています



素材が柔らかいため着け心地が良く、遮蔽シートの折れも発生しづらいです

[X線透視検査画像比較]



PINSAFE



製造元従来品

仕様

- 遮へい素材：含鉛ビニル
- 鉛当量：0.25mmPb
- 重量：0.3kg


品番	型番	色	価格(税抜)
8-782-01	Leve Collar/CB	ピンク	¥13,000
8-782-03	Leve Collar/OS	ブルー	¥13,000
8-782-05	Leve Collar/CP	ベージュ	¥13,000

一般医療機器
一般的名称：放射線防護用カラー
販売名：Zittron X線防護カラー
医療機器届出番号：27B2X00303000097

X線防護衣ラック（ナビス）



ハンガーパイプ部



ハンガーパイプが湾曲していますので、目的の防護衣を探しやすく、また掛け外しが楽に行えます。

ハンガーパイプが湾曲しているため同等サイズのハンガーラックに比べて、多くの防護衣を掛けることができます

仕様

- 材質：ステンレス（SUS304）
- ハンガーパイプ：長さ約900×高さ約1530mm
- 耐荷重：約75kg ●キャスター：φ50mmゴム製キャスター（4輪ストッパー付き）

品番	型番	幅×奥行×高さ（mm）	価格（税抜）
8-867-01	SH-R600	600×557×1622	¥58,000

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。
※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875（ユーザー様用）

（午前 9:00～12:00、午後 1:00～5:30 受付（土・日・祝日及び弊社休業日は除く））

商品の内容に関する
お問い合わせは

アズワン FAQ

検索



製造販売業者

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号