




# メス・生検トレパン 製品カタログ



## Razormed 替刃メス用ハンドル



使用後に替刃に触れずに取り外せる安全仕様なハンドルです



00688-SAFh-3



00689-SAFh-4

品番	型番	サイズ番号	仕様	価格(税抜)
8-784-01	00688-SAFh-3	No.3	No.10番台用ハンドル	¥7,800
8-784-02	00689-SAFh-4	No.4	No.20番台用ハンドル	¥7,800

### ■特長

- ハンドルは重量、形状など持ちやすさに拘った仕様です。

### ■仕様

- 材質：ステンレス鋼

一般医療機器

一般的名称：ナイフハンドル

販売名：Razormed 替刃メス用ハンドル

医療機器届出番号：27B2X00303000098

**AS ONE**

# Razormed 替刃メス


## No.10~15



02858



02860



02864



02866

## No.20~25



02871



02872



02873



02874



02875



02876

### ■特長

- イギリスおよび国際規格に基づき製造されています。

品番	型番	サイズ番号	価格(税抜)
8-784-11	02858	No.10	¥3,200
8-784-12	02860	No.11	¥3,200
8-784-13	02864	No.12	¥3,200
8-784-14	02866	No.15	¥3,200
8-784-15	02871	No.20	¥3,200
8-784-16	02872	No.21	¥3,200
8-784-17	02873	No.22	¥3,200
8-784-18	02874	No.23	¥3,200
8-784-19	02875	No.24	¥3,200
8-784-20	02876	No.25	¥3,200

### ■仕様

- 材質：ステンレス鋼
- $\gamma$ 線滅菌済（個包装）
- 入数：1箱（100枚入）

# Razormed スカルペル

## No.10~15



## No.20~25



### ■特長

- ディスポタイプですのですぐに使用でき、刃の付け外しに伴うリスクがありません。
- 10本入りと少量入数のため複数のサイズを用意しても不良在庫が起きにくいです。
- キャップ付きの安全設計です。

### ■仕様

- 材質：ハンドル／ABS樹脂、刃／ステンレス鋼
- γ線滅菌済（個包装）
- 1箱（10本入）

品番	型番	サイズ番号	価格(税抜)
8-783-01	02932	No.10	¥900
8-783-02	02934	No.11	¥900
8-783-03	02938	No.12	¥900
8-783-04	02940	No.15	¥900
8-783-05	02945	No.20	¥900
8-783-06	02946	No.21	¥900
8-783-07	02947	No.22	¥900
8-783-08	02948	No.23	¥900
8-783-09	02949	No.24	¥900
8-783-10	02950	No.25	¥900


# Razormed 生検トレパン

Razor  
med™

使いやすい少量包装



先端部



キャップ付きの安全設計

ハンドル全面に滑り止め処理

## ■特長

- 使用時に操作しやすいようハンドル全面に滑り止め処理がされています。
- サイズごとに色を変えており、視認性に優れています。
- キャップ付きの安全設計です。

## ■仕様

- 材質：ハンドル／ABS樹脂、刃／ステンレス鋼
- γ線滅菌済（個包装）
- 1箱（10本入）

## 管理医療機器

一般的名称：単回使用組織生検用針  
販売名：Razormed 生検トレパン  
医療機器認証番号：307AKBZX00045000

品番	型番	先端径 (mm)	価格(税抜)
8-828-01	04871	φ 1.5	¥3,400
8-828-02	04872	φ 2	¥3,400
8-828-03	04874	φ 3	¥3,400
8-828-04	04876	φ 4	¥3,400
8-828-05	04877	φ 5	¥3,400
8-828-06	04878	φ 6	¥3,400
8-828-07	04880	φ 8	¥3,400

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。  
※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

## カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00~12:00、午後 1:00~5:30 受付(土・日・祝日及び弊社休業日は除く))

商品の内容に関する  
お問い合わせは

アズワン FAQ 検索



製造販売業者

**アズワン株式会社**

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

【2506PASPB】