

一般医療機器 体表面用超音波プローブカバー
 医療機器届出番号：27B1X00006515000

プローブカバー

(ワイヤレスエコープローブ用)



注目のワイヤレスプローブ用！

幅120mmで様々なプローブにジャストフィット！

ジェルや固定バンドも入ったオールインワン商品！

EOG滅菌済みなので、すぐに使用可能！

品番	商品名	型番	幅×長さ	入数	価格（税抜）
8-798-01	プローブカバー	EPC-1225	120×250 mm	1箱（40袋入）	¥32,000

- 材質：プローブカバー／PU、固定用ゴムバンド／イソプレン ●先端平面部サイズ：90×30mm
- セット内容：プローブカバー×1枚、固定用ゴムバンド×2本、滅菌ジェル20g×1袋 ●EOG滅菌済み

AXEL商品ページ



アズワン株式会社

URL: <https://www.as-1.co.jp/>

本社 〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口 カスタマー相談センター

ユーザー様用 0120-711-875 お問い合わせ専用URL (24時間対応)

代理店様用 0120-776-967

(価格・納期は営業まで)

電話受付時間 午前 9:00~12:00、午後 1:00~5:30 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く)



■ご用命は信頼ある代理店へ