


使いやすさと高品質を両立

AS ONE

滅菌ロールバッグ HIGH GRADE REEL




仕様

- オートクレープ・EO ガス両用
- クラス B 滅菌対応
- PVA 不使用
- リントフリー
- ISO 11607
- ISO 11140

品番	型番	外寸(幅×長さ)	内寸(幅)	入り数(箱)	価格(税抜)
8-799-01	HGR-50	50mm×200m	34mm	1ロール	¥4,190
8-799-02	HGR-75	75mm×200m	59mm		¥5,800
8-799-03	HGR-100	100mm×200m	84mm		¥7,420
8-799-04	HGR-150	150mm×200m	134mm		¥10,860
8-799-05	HGR-200	200mm×200m	180mm		¥14,090
8-799-06	HGR-250	250mm×200m	230mm		¥17,740

特長

■判別がしやすいインジケーター(TYPE1)



1cm毎(5cm毎に実線)の目盛りが両サイドに配置されています。

※インジケーターの色は実際の色とは異なります。
※インジケーターは化学的インジケーターであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

■使用しやすいパッケージデザイン

使用中でも正面からサイズが一目でわかる



アズワン株式会社

URL: <https://www.as-1.co.jp/>

本社 〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口 カスタマー相談センター

ユーザー様用 0120-711-875

お問い合わせ専用URL
(24時間対応)

代理店様用 0120-776-967

(価格・納期は営業まで)

電話受付時間 午前 9:00~12:00、午後 1:00~5:30
(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)



■ご用命は信頼ある代理店へ