


MRI室用ストレッチャー



●3.0テスラー適応品のMRI室用のストレッチャーです。

TY208E-30

材質：担架部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ
ベース部/アルミニウム合金製 塗装仕上げ ジョイント部/アルミダイカスト製
対応機種：3.0テスラーまで
キャスター：樹脂製125mm 四輪ストッパー付
マットレス：厚さ約50mm ウレタンフォーム塩化ビニールカバー仕上げ
重量：約35kg 付属品：ガートル棒(収納式)

注意・お願い

●酸素ボンベ受け金具はオプション、ガートル棒は標準で付いていますがMRI室での使用(酸素ボンベスチール製の針・点滴器材の金具等)は絶対に使用しないでください。

オプション TY208-1 ステンレス製酸素ボンベ受け金具

MRI室用車いす


●3.0テスラー適応品のMRI室専用の車いすです。



TY049-J30


材質：フレーム部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ
シート部/ビニールレザー
ブレーキ：アルミタックル式
後輪タイヤ：ハイポリマータイヤ
対応機種：3.0テスラーまで

■車いす寸法



診察台

●油圧上下式診察台



マットレス

マットレスは防汚・抗菌機能付で、汚れが付きにくく、付着しても落とすのが簡単

高さ調整ペダル

高さ調節は脚踏み油圧式でペダルは左右どちらでも取り付けが可能

サイドレール(オプション)

オプションでサイドレールを取り付けることが可能(右用・左用あり)但し、サイドレールを取り付けると約50mm外側にずれます。



(右側用サイドレール)



(左側用サイドレール)

TY430

材質：フレーム部/スチール製 焼付塗装仕上げ
床部/ビニールレザー貼り、ウレタン入り
寸法：650(W)×1900(D)×450~775(H)mm
マット厚/70mm
重量：約55kg

オプション (TY430用)

品名	品番	価格
サイドレール(右側用)	TY430SR	
サイドレール(左側用)	TY430SL	

●油圧上下式診察台 キャスター付



患者固定用ベルト

オプションで患者固定用ベルトを取り付けることが可能



100mmキャスター

患者さんが診察台に寝た状態でも移動できます。

TY430C

材質：フレーム部/スチール製 焼付塗装仕上げ
床部/ビニールレザー貼り、ウレタン入り
寸法：650(W)×1900(D)×500~825(H)mm
マット厚/70mm
重量：約60kg

オプション (TY430C用)

品名	品番	価格
サイドレール(右側用)	TY430SR	
サイドレール(左側用)	TY430SL	
患者固定用ベルト(1本)	TY430-1	

スポーツ競技用モデル

アクティブモデル

シニアウルトラシリーズ

座王X座王シリーズ

軽量車いす

モジュラー式車いす

テイルリンクリクライニング車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製スタンダード車いす

スチール製スタンダード車いす

介護・福祉用具

ストレッチャー! 防災用品・カートなど

車いすオプション