


ナビス 吸引カテーテル

Suction Catheter



20本入りの少量入数仕様です

特長

- 先端部は丁寧にラウンド加工されており、組織の損傷リスクを低減します。
- キャップ付調節口のため、用途に応じて調節口機能が使えます。
- 柔軟性と適度なコシを持ったカテーテルで操作が行いやすいです。
- PVC（塩化ビニル樹脂）の可塑剤にDEHPを使用していません。

仕様

- 材質：PVC（塩化ビニル樹脂・DEHPフリー）
- チューブ長：490mm
- 先端ラウンドカット（2孔式）
- EOG滅菌（個包装）

品番	サイズ	色	入数	価格(税抜)
8-830-01	8Fr	ライトブルー	1箱（20本入）	¥1,300
8-830-02	10Fr	ブラック		¥1,300
8-830-03	12Fr	ホワイト		¥1,300
8-830-04	14Fr	グリーン		¥1,300

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。

※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875（ユーザー様用）

（午前 9:00～12:00、午後 1:00～5:30 受付（土・日・祝日及び弊社休業日は除く））

商品の内容に関する
お問い合わせは

アズワン FAQ

検索



製造販売業者

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号


先端部



ラウンド加工

コネクタ側

キャップ付調節口



管理医療機器

一般的名称: 気管支吸引用カテーテル

販売名: ナビス 吸引カテーテル

医療機器認証番号: 307AKBZX00058000