


腕をしっかりホールドして安心採血

採血まくら（リバーシブル）

選べるカラーは7色！

スカイブルー ライトブルー ライムグリーン ライトグリーン ピンク クリーム アイボリー



上下を返すことで、2種類の高さ（約50mm・約90mm）で使えるリバーシブル仕様の採血枕です。
汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。

品番	型番	カラー	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)
8-846-01	TM-BP-SB	スカイブルー	180×240×120	¥8,500
8-846-02	TM-BP-PB	ライトブルー		¥8,500
8-846-03	TM-BP-LG	ライムグリーン		¥8,500
8-846-04	TM-BP-PG	ライトグリーン		¥8,500
8-846-05	TM-BP-PK	ピンク		¥8,500
8-846-06	TM-BP-CR	クリーム		¥8,500
8-846-07	TM-BP-IV	アイボリー		¥8,500

■ 材質：クッション／PU（ポリウレタン）、カバー／抗菌・防汚レザー（耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工）

■ 腕置き高さ：約50mm・約90mm

AXEL



アズワン株式会社

URL: <https://www.as-1.co.jp/>

本社 〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口 カスタマー相談センター

ユーザー様用 **0120-711-875**

お問い合わせ専用URL
(24時間対応)

代理店様用 **0120-776-967**

(価格・納期は営業まで)
電話受付時間 午前 9:00~12:00、午後 1:00~5:30
(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)



■ ご用命は信頼ある代理店へ