

抗がん剤治療における指のしびれ予防に 冷え冷えシビレーヌ

セット内容



POINT

タキサン系抗癌剤は、副作用として手足のしびれなどの末梢神経障害を引き起こす可能性があります。

代表的なタキサン系抗癌剤には、パクリタキセルやドセタキセルがあり、乳癌、卵巣癌、胃癌、食道癌、前立腺癌など、さまざまな癌腫に対して有効であり広く使用されています。

なお、タキサン系以外の抗癌剤でも手足のしびれが出ることがあります。実際に、手指のしびれを訴えた患者が本製品を用いて冷やすことにより、しびれが軽減された事例もあります。



手指を冷却し血管を収縮させることで抗がん剤の影響を減少させ、指のしびれを抑える効果が期待できる冷却ミトンです。



冷却剤は、安定した冷却効果が長時間持続するように特殊配合しています。




ミトンから親指と人差し指を出すことができるため、ミトンを装着したまま患者自身で水分補給が可能です。





別売の保冷バッグ（8-871-01）を使用することで、冷却剤を持ち歩くことが可能です。



①装着した際の温度変化



②装着した際の血流変化



毛細血管が細くなり、
血流量の低下が確認できる。

品番	商品名	型番	医療機器	価格（税抜）
8-870-01	冷え冷えシビレーヌ	SM-AM1	クラスI	¥16,000
8-871-01	保冷バッグ	SM-IB	—	¥9,100

●8-870-01セット内容：ミトン×左右1双、冷却剤×6個

●8-871-01収納量：8-870-01冷却剤×6個

AXEL 商品ページ



アズワン株式会社

URL: <https://www.as-1.co.jp/>

本社 〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口 カスタマー相談センター

ユーザー様用 **0120-711-875**

お問い合わせ専用URL
(24時間対応)

代理店様用 **0120-776-967**

(価格・納期は営業まで)

電話受付時間 午前 9:00~12:00、午後 1:00~5:30
(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)



■ご用命は信頼ある代理店へ