

ロールシーツをマグネットで壁面収納

ロールシーツホルダー



- 幅370mmのロールシーツをキャビネット等の磁性のある壁面や、サイドハンガーネットを備えたワゴン等に設置することができます。
- ミシン目入りのロールシーツであれば、片手で容易に切り取ることができます。
- 切り取った後、ロールシーツの先端が適正な長さで垂れさがるため、次に使用する際に容易につまんで取り出すことができます。
- フタ付きですので、衛生的な保管が可能です。



片手でつまんで、片手でちぎれます

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	仕様	価格(税抜)
8-875-01	AK-RSH-M	390×106×130	背面マグネット	¥7,000

- 材質：PVC（塩化ビニル樹脂）、マグネット
- 使用可能ロールシーツサイズ：幅370mm

AXEL



アズワン株式会社

URL: <https://www.as-1.co.jp/>

本社 〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口 カスタマー相談センター

ユーザー様用 **0120-711-875**

お問い合わせ専用URL
(24時間対応)

代理店様用 **0120-776-967**

(価格・納期は営業まで)

電話受付時間 午前 9:00~12:00、午後 1:00~5:30
(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)



■ ご用命は信頼ある代理店へ