

救急トレーカート

navis*



クリア



クリアピンク



クリアブルー

選べるオプション

オプションで背面に様々な物品を取付可能です！

ボンベ架台
(ボンベは別売です)



イルリガートル棒



カテーテルホルダー
(カテーテルは別売です)



特 長

幅の狭いスリムサイズのため、ベッドサイドでも場所を取りません。
アルティアユニットシリーズの下段デスクユニット（引出し無し）に収納可能です。



トレーが誤って引き出されないように
鍵付きのストッパーが付いています。

引出しにアルティアハーフトレーを使用、
物品の補充時にトレーごと交換が可能です。

キャスターのストッパーは、車輪の
回転と旋回を同時にロックします。



補助天板使用例



蘇生板

蘇生板は背面に収納可能です。

仕 様

- 材質：本体フレーム／アルミニウム、天板・側板／PVC（塩化ビニル樹脂）、
トレー／ABS樹脂もしくはPC（ポリカーボネート）、蘇生板／HDPE（高密度ポリエチレン）、
カテゴリーホルダー／PVC（塩化ビニル樹脂）、ガートル棒・ボンベ架台／ステンレス（SUS304）
- 天板サイズ：本体天板／427×495×826mm、補助天板／200×495mm
- 蘇生板サイズ：400×600×15mm
- カテゴリーホルダー有効サイズ：95×72×316mm/1ポケット
- キャスター：φ100mmエラストマー製（四輪ダブルストッパー付き（旋回・車輪の同時ロック））
- 重量：20kg
- 付属品：アルティアハーフトレー浅型×2枚、アルティアハーフトレー深型×2枚、蘇生板×1枚、鍵×2個
- 対応可能オプション（別売）：ガートル棒（8-923-01）、ボンベ架台（0-3591-12）

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	付属トレー色	価格(税抜)
8-878-01	TS-ETC-C	453×495×826	クリア	¥195,000
8-878-02	TS-ETC-CP		クリアピンク	¥195,000
8-878-03	TS-ETC-CB		クリアブルー	¥195,000
8-878-11	カテゴリーホルダー	202×80×416		¥ 15,000
8-923-01	イルリガートル棒	(全長)620		¥ 8,000
0-3591-12	ボンベ架台	内径φ120×460		¥ 11,000



アズワン株式会社

URL: <https://www.as-1.co.jp/>

本社 〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口 カスタマー相談センター

ユーザー様用 **0120-711-875**

お問い合わせ専用URL
(24時間対応)

代理店様用 **0120-776-967**

(価格・納期は営業まで)

電話受付時間 午前 9:00~12:00、午後 1:00~5:30
(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)



■ご用命は信頼ある代理店へ