

用途に合わせて増設できる器械台

連結器械台

navis*



特長

- 状況に応じて、簡単に増設して使用できる器械台です。
- 小型のAタイプ（900×450）と、大型のBタイプ（1200×600）があります。
- I型形状に連結することもできますし、L型形状に連結することもできます。
- 本体と増設の連結だけでなく、本体同士、造設同士も連結することができます。

仕様

- 材質：本体／ステンレスSUS304
- 耐荷重：15kg
- キャスター：φ75mmエラストマー製（四輪ストッパー付き）

品番	型番	幅×奥行×高さ (mm)	価格 (税抜)
8-884-01	本体A	900×450×900	¥111,000
8-884-02	増設A	450×450×900	¥58,000
8-884-03	本体B	1200×600×900	¥143,000
8-884-04	増設B	600×600×900	¥70,000



工具不要で
簡単に連結できます。




<< 連結事例 >>

L型



I型



アズワン株式会社

URL: <https://www.as-1.co.jp/>

本社 〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口 カスタマー相談センター

ユーザー様用 **0120-711-875**

お問い合わせ専用URL
(24時間対応)

代理店様用 **0120-776-967**

(価格・納期は営業まで)

電話受付時間 午前 9:00~12:00、午後 1:00~5:30
(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)



■ご用命は信頼ある代理店へ