

使用用途に合わせたカスタマイズが可能

navis*


椅子付きナースカート



カート本体に収納できる椅子付きです。
搬送時はカートの支柱に固定し、使用時は簡単に引き出すことができます。



付属トレイの取付け高さは、工具無しで変更できます。




天板の高さ調整はストレスなくスムーズに操作できます。




天板にはノートPCが落ちないように三方に柵が付いています。



キャスターは、手前2輪のレバーを踏み込むことで、旋回と回転を同時にロック／解除が可能です。



足元フレームをクロスデザインとし、椅子の連結ステーをへの字にすることですっきりしました。



様々な医療物品を効率よく収納できる専用サイドネットホルダーを別売オプションでラインナップ。

特長

- 折りたたみ収納できる椅子が標準装備されたナースカートです。
- スタッフステーションや移動先で椅子を準備する手間が省けます。
- 天板は432×520mmと面積が大きく、ノートPCを置いても十分な作業スペースがあります。
- 天板高さはガススプリング補助により、無段階でスムーズな高さ調節が可能です。
- バスケットは工具無しで取り付け高さを変更できます。
- キャスターのベースフレームをクロス構造にしており、着座した際の足元がすっきりしています。
- カートと椅子をつなぐフレームを屈曲させており、左右どちらからも立ち座りが可能です。

仕様

- 材質：フレーム/スチール(塗装仕上げ)、支柱/アルミ(塗装仕上げ)・ステンレス、天板/メラミン化粧合板、座面/ウレタン(ビニールレザー張り)、バスケット/ABS(持続性帯電防止)、ハンドルグリップ/PVC、サイドネットホルダー/スチール(塗装仕上げ)
- 本体サイズ：搬送時/(幅)522×(奥行)639×(高さ)872~1089mm、椅子使用時/(幅)522×(奥行)975×(高さ)872~1089mm
※オプションのサイドネットホルダー使用時の幅は約680mmです。
- 天板サイズ：(幅)432×(奥行)520mm
- 天板高さ：845~1062mm
- 座面サイズ：(幅)300×(奥行)230×(高さ)600mm
- バスケットサイズ：外寸/(幅)400×(奥行)300×(高さ)108mm、有効内寸/(幅)345×(奥行)245×(高さ)102mm
- バスケット高さ調整幅：ピッチ46.2mm×10段
- サイドネットホルダー有効内寸：上段ポケット①/200×105×(深さ)105mm、上段ポケット②/50×105×(深さ)105mm、下段ポケット①/215×130×(深さ)115mm、下段ポケット②/265×130×(深さ)190/(有効高さ)435mm
- キャスター：φ100mm単輪キャスター(手前2輪ストッパー付き)
- 付属品：バスケット(7-9655-12)×2個

品番・価格

品番	型番	幅×奥行×高さ (mm)	価格 (税抜)
8-918-01	SN-C1T2-W	522×639×872~1089	¥238,000
8-918-11	サイドネットホルダー	147×511×570	¥18,000

 **アズワン株式会社**

URL:<https://www.as-1.co.jp/>

本社 〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口 カスタマー相談センター

ユーザー様用 **0120-711-875** お問い合わせ専用URL (24時間対応)

代理店様用 **0120-776-967** (価格・納期は営業まで)

電話受付時間 午前 9:00~12:00、午後 1:00~5:30 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く)



■ご用命は信頼ある代理店へ