



品番	8-9569-01,51	8-9569-02,52	8-9569-03,53	8-9569-04,54
サイズ	L	M	S	SS
手のひら周り	約210mm	約190mm	約170mm	約160mm
中指長	約85mm	約80mm	約70mm	約70mm
全長	約230mm			
厚み	指先/約0.05mm以上、手のひら・手首/約0.04mm以上			

※ 中指長は仕様として定められていません。実測値の平均値であり、参考としてお考えください。
 ※ 手のひら周りは、手のひら幅を2倍したものです。「手のひら周り」としては仕様に定められていません。