

Adscope718 (小児用)

アディマルズ ペディアトリック ステトスコープ



主な特徴

- 押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム
- スナップオンタイプの新型イヤーチップ
- 付属品はイヤーチップ 2 組・バイノーラルを保護するラージネームタグ

販売名	Adscope718 アディマルズ ペディアトリック ステトスコープ
価格	
全長 / 重量	76cm / 85g
チェストピース材質	強化プラスチック
ダイアフラムタイプ / サイズ	サスペンデッド / 37mm
イヤーチップ	スナップオンタイプ
付属品	ADソフトプラスイヤーチップ(ラージ) 1組 ADソフトプラスイヤーチップ(スモール) 1組 ADラージネームタグ 1個
保証書 (保証期間)	チェストピース3年保証・バイノーラル1年保証
医療機器届出番号	13B3X00065ADC001
医療機器分類	一般医療機器・クラス I

品番	カラー	JANコード
AD718Y	イエロー (コグマ)	4582107112856
AD718FE	フロスティエメラルド (パンダ)	4582107112863
AD718LB	ライトブルー (コアラ)	4582107112870
AD718BP	ベイビーピンク (コジカ)	4582107113495