

SM-355N

ソフト LED クリップタッチペンライト (改良型)



◆主な改良点

- ・LED ランプとキャップの一体化
(ランプが外れなくなりました)
- ・軽量化
- ・ライトが明るくなりました



販売名	ソフトLEDクリップタッチペンライト
品番	SM-355N
カラー	ネイビー
価格	
サイズ	127mm (全長) × 11.5mm (外径)
重量	34g (電池含む)
材質	真鍮クロームメッキ
付属品	単4電池2本 (テスト用)
スイッチ	クリップタッチ式
JANコード	4571106316228

キャップー一体型交換用LED ランプ(SM-355N 用)



販売名	キャップー一体型交換用LEDランプ (SM-355N用)
品番	SM-358
価格	
サイズ	18mm (全長) × 11.5mm (外径)
重量	4g
JANコード	4571106317652