


No.	部品名	数量	仕様寸法	備考
1	背もたれ	1	PUR/合板	
2	座席	1	PUR/合板	
3	フットレスト	1	PUR/合板	
4	肘掛け	2	PUR/合板	
5	座下パネル	1	PUR/合板	
6	メインフレーム	1	スチール	
7	脚フレーム	1	スチール	
8	背もたれフレーム	2	スチール	
9	フットレストアーム	2	スチール	
10	リクライニングレバー	2	PE/スチール	
11	ゴムキャスター	2	φ65 単輪固定式	
12	ソフトベース	2	PP/PA	
13	点滴ポール固定ノブ	2	PP/スチール	
14	ペダル	1	スチール	
15	ガススプリング	2		

※オプション部品

No.	部品名	仕様寸法	備考
OP 1	ヘッドレスト	ウレタンフォーム /合板	
OP 2	点滴ポール	φ22.2 STKM-11A	



NRC-03TN 52.0 kg  
 ヘッドレスト 1.1 kg  
 点滴ポール 2.0 kg

訂正	・		<b>アズワン株式会社</b> NRC-03TN 担当 設計 製図 検図 寸法 図中表記 縮尺 1/10 年月日 2021/04/21				名称	リクライニングチェア	NO.
	・						図面	形状仕様寸法図	図面番号
	・								