

救急カート (ハンドロック)



8-9985-11 (ピンク)



8-9985-12 (ブルー)



8-9985-13 (レッド)

特長

- 手元のダイヤル操作でキャスターのロック操作を行います。
- キャスターは四輪オールロックで、旋回と回転のWロック。
- キャスターはスムーズで静粛性に優れています。
- 引出しの最上段は鍵付きで、薬品管理に適しています。
- すべての引出しに別売の仕切板が取り付けられます。
- 樹脂天板のため、作業時に金属音が出にくくなっています。

仕様


- 幅×奥行×高さ：584×510×955mm
- 材質：本体/スチール、蘇生板/HDPE、仕切板/PVC
- 引出し有効サイズ：小/367×323×51mm、中/367×323×135mm、大/367×323×240mm
- 補助天板サイズ：456×426mm
- 仕切板取付可能数：中・小/各5枚(縦・横)、大/5枚(横)
- キャスター：φ100mmエラストマー製
- 重量：約50kg
- 付属品：蘇生板×1枚

安心の四輪オールロック




ハンドル近くのダイヤルでON/OFF

仕切板(別売)の使用例



1~4段目の引出しは、タテとヨコの2種類の仕切板が使用可能。どちらか一方でも、1枚からでも使用可能です。



5段目の引出しは、ヨコの仕切板が1枚から使用可能です。

AXEL商品ページ



品番	型番	色	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)
8-9985-11	HT-Z2P	ピンク	584×510×955	¥168,000
8-9985-12	HT-Z2B	ブルー	584×510×955	¥168,000
8-9985-13	HT-Z2R	レッド	584×510×955	¥168,000
0-4559-11	仕切板(小用横1枚)		379×53	¥ 720
0-4559-12	仕切板(小用縦1枚)		379×53	¥ 500
0-4559-13	仕切板(中用横1枚)		379×110	¥ 960
0-4559-14	仕切板(中用縦1枚)		334×108	¥ 800
0-4559-15	仕切板(大用横1枚)		379×143	¥ 870
0-670-06	ボンベ架台		φ120×465	¥ 28,000
0-670-07	汚物缶(ホルダー付)		φ180×180	¥ 12,000

アズワン株式会社

URL: <https://www.as-1.co.jp/>

本社 〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口 カスタマー相談センター

ユーザー様用 **0120-711-875**

代理店様用 **0120-776-967**

(価格・納期は営業まで)

電話受付時間 午前 9:00~12:00、午後 1:00~5:30

(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

■ご用命は信頼ある代理店へ