

Stak-A-Tray™システム トレー積載量（目安）

載せる物	トレー小（H18610-0470）	トレー大（H18610-1440）
シャーレ（φ35×100mm）	32枚	64枚
シャーレ（φ5×12mm）	18枚	36枚
プラスチックシャーレ（φ60×12mm）	17枚	36枚
ガラスシャーレ（φ100×15mm）	12枚	25枚
シャーレ（φ100×10mm）	6枚	13枚
シャーレ（φ100×15mm）	6枚	13枚
シャーレ（φ100×20mm）	6枚	13枚
シャーレ（φ150×20mm）	2枚	4枚
シャーレ（φ150×25mm）	2枚	4枚
シャーレ（φ125×15mm）	2枚	4枚