

モデル			NP80	N60	N50	C40
外 観 (写真は液晶タッチスクリーン 搭載モデル)						
タイプ			微量 / キュベット測定	微量測定	微量測定	キュベット測定※
波長スキャン範囲			200-900nm	200-900nm	200-650nm	200-900nm
検出範囲	微量	dsDNA	1-16, 500ng/μL	1-16, 500ng/μL	5-7, 500ng/μL	P5 参照
		BSA	0. 03-478mg/mL	0. 03-478mg/mL	0. 15-217mg/mL	P5 参照
	キュベット	dsDNA	0. 1-130ng/μL	—	—	0. 1-130ng/μL
		BSA	0. 003-3. 7mg/mL	—	—	0. 003-3. 7mg/mL
光路長			0. 67、0. 07mm/10mm	0. 67、0. 07mm	0. 67、0. 07mm	10mm
液晶タッチスクリーン搭載モデル			●	●	●	●
キュベット			●	—	—	●
ボルテックスミキサー			●	●	—	—
モバイルモデル(バッテリー搭載)			●	●	—	●

※C40はサブマイクロリッターセル使用により微量測定も可能