

NGSライブラリー調製の自動化

サンプルNo.	DNA平均サイズ (bp)	濃度 (ng/ μ L)
1	427	30.4
2	431	33.7
3	426	28.5
4	424	37.4
5	419	38.7

Mag-Bind® TotalPure NGSを使用して、HamiltonMicrolab®STAR自動化システムでライブラリー調製を行った。2回のクリーンアップ手順(0.8xおよび1.0x)で、本製品を使用し、分析した結果、サンプル間で均一なDNAサイズと濃度が調製されていることを示す。