

	インプット組織量 (mg)	核酸濃度 (ng/ μ L)	産出量 (μ g)	RIN®
他社	9	329.7	16.485	7.9
	10	187.8	9.39	8.1
	8.5	198.2	9.91	8.3
	10	416.2	20.81	7.6
Omega Bio-tek	10	348.4	34.84	6.9
	9	329.4	32.94	7.8
	8	263.6	26.36	8
	12	355.7	35.57	7.5

RNA収量の比較データ

Mag-Bind® Total RNA Kit (M6731) および他社製品を使用して、RNAを抽出し定量した。

本製品を使用すると、高濃度・高回収率のRNAが得られる