

GeneWell社 遺伝子検査標準サンプル Spec Sheet

商品名： 5% BRAF V600E gDNA Reference Standard
型式： IB-GW-OGTS022
品番： 89-8613-28
形態： gDNA
濃度： 50ng/μl、 1μg/tube
Buffer： Tris-EDTA (10mM Tris-HCl, 1mM EDTA), pH 8.0
保存温度： 2-8°C
使用期限： ~~24~~ months

変異リスト

Number	Variant Type	Mutation	CDS Mutation	Expected Allelic Frequency(%) / Copy Number	COSMIC ID	Chromosome Number	Genomosome Position
1	SNV	BRAF V600E	c.1799T>A	5%	COSM476	7	140753336