

GeneWell社 遺伝子検査標準サンプル Spec Sheet

商品名： 5% PIK3CA H1047R gDNA Reference Standard  
型式： IB-GW-OGTS332  
品番： 89-8613-33  
形態： gDNA  
濃度： 50ng/μl、 1μg/tube  
Buffer： Tris-EDTA (10mM Tris-HCl, 1mM EDTA), pH 8.0  
保存温度： 2-8°C  
使用期限： ~~24~~ months

変異リスト

Number	Variant Type	Mutation	CDS Mutation	Expected Allelic Frequency(%) / Copy Number	COSMIC ID	Chromosome Number	Genomosome Position
1	SNV	PIK3CA H1047R	c.3140A>G	5%	COSM775	3	179234297