

GeneWell社 遺伝子検査標準サンプル Spec Sheet

商品名： 5% NRAS Q61K gDNA Reference Standard  
型式： IB-GW-OGTS302  
品番： 89-8613-36  
形態： gDNA  
濃度： 50ng/μl、 1μg/tube  
Buffer： Tris-EDTA (10mM Tris-HCl, 1mM EDTA), pH 8.0  
保存温度： 2-8°C  
使用期限： ~~24~~ months

変異リスト

Number	Variant Type	Mutation	CDS Mutation	Expected Allelic Frequency(%) / Copy Number	COSMIC ID	Chromosome Number	Genomosome Position
1	SNV	NRAS Q61K	c.181C>A	5%	COSM580	1	114713909