

GeneWell社 遺伝子検査標準サンプル Spec Sheet

商品名： 5% EGFR T790M FFPE DNA Reference Standard
型式： IB-GW-OPSS204
品番： 89-8613-37
形態： FFPE
濃度： 1 curl/tube
保存温度： 2-8°C
使用期限： ~~12~~ months

変異リスト

Number	Variant Type	Mutation	CDS Mutation	Expected Allelic Frequency(%) / Copy Number	COSMIC ID	Chromosome Number	Genomosome Position
1	SNV	EGFR T790M	c.2369C>T	5%	COSM6240	7	55181378