

GeneWell社 遺伝子検査標準サンプル Spec Sheet

商品名： 5% EGFR Δ E746_A750(6223) FFPE DNA Reference Standard
型式： IB-GW-OPSS206
品番： 89-8613-38
形態： FFPE
濃度： 1 curl/tube
保存温度： 2-8°C
使用期限： ~~12~~ months

変異リスト

Number	Variant Type	Mutation	CDS Mutation	Expected Allelic Frequency(%) / Copy Number	COSMIC ID	Chromosome Number	Genomosome Position
1	Deletion	EGFR Δ E746-A750	c.2235_2249del15	5%	COSM6223	7	55174772-55174786