

GeneWell社 遺伝子検査標準サンプル Spec Sheet

商品名： 5% KRAS G12D FFPE DNA Reference Standard  
型式： IB-GW-OPSS211  
品番： 89-8613-40  
形態： FFPE  
濃度： 1 curl/tube  
保存温度： 2-8°C  
使用期限： 12 months

変異リスト

Number	Variant Type	Mutation	CDS Mutation	Expected Allelic Frequency(%) / Copy Number	COSMIC ID	Chromosome Number	Genomosome Position
1	SNV	KRAS G12D	c.35G > A	5%	COSM521	12	25245350