

GeneWell社 遺伝子検査標準サンプル Spec Sheet

商品名： 5% KRAS Q61H FFPE DNA Reference Standard
型式： IB-GW-OPSS215
品番： 89-8613-41
形態： FFPE
濃度： 1 curl/tube
保存温度： 2-8°C
使用期限： 12 months

変異リスト

Number	Variant Type	Mutation	CDS Mutation	Expected Allelic Frequency(%) / Copy Number	COSMIC ID	Chromosome Number	Genomosome Position
1	SNV	KRAS Q61H	c.183A>C	5%	COSM554	12	25227341