

GeneWell社 遺伝子検査標準サンプル Spec Sheet

商品名： 5% NRAS G13D FFPE DNA Reference Standard  
型式： IB-GW-OPSS239  
品番： 89-8613-46  
形態： FFPE  
濃度： 1 curl/tube  
保存温度： 2-8°C  
使用期限： 12 months

変異リスト

Number	Variant Type	Mutation	CDS Mutation	Expected Allelic Frequency(%) / Copy Number	COSMIC ID	Chromosome Number	Genomosome Position
1	SNV	NRAS G13D	c.38G > A	5%	COSM573	1	114716123