

移動式検査処置台 (GRACE) グレイス



臥位にも座位にも
状況に合わせて姿勢を変えられます。



患者様の処置の際は
サイドガードを下ろせます。



電動でベッドの高さが
無段階に調整できます。



専用イルリガートル架取付例



500Lポンベ架取付例



患者様を固定するベルト付き
です。



ハンドスイッチ



フットスイッチ



フットレバーで後輪の
ロック操作ができます。

バッテリー搭載モデル、
フットスイッチ付きモデルが
ご要望に合わせてラインナップに
加わりました。



※写真の色はライトブルーです

特長

- ベッド型にも車いす型にも、患者様に合わせて姿勢を変換できる処置台です。
- 上下昇降は電動、体位変換はガスシリンダー補助で楽に操作ができます。
- 緊急時のトレンデレンブルグ体位に対応しています。
- キャスターは4輪フリー・2輪旋回ロック(直進補助)・2輪オールロックに切り替えができます。

【価格表／本体】

	ハンドスイッチ	フットスイッチ	バッテリー	品番	定価(税抜)
スタンダード	○	—	—	9-1086-※	512,000円
フットスイッチ付き	○	○	—	9-1089-※	537,000円
バッテリー搭載	○	—	○	7-9915-※	547,000円
フットスイッチ付き・バッテリー搭載	○	○	○	9-1088-※	571,000円

【価格表／オプション】

	品番	定価(税抜)
500Lポンベ架	7-7716-42	13,000円
イルリガートル架	8-5163-72	10,000円
低反発マットレス	9-1085-※	22,000円

【カラーコード表】※ご注文の際はカラーコード表にて色の指定をお願いします。

コード(※)	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
色	スカイブルー	ライトブルー	ライムグリーン	ライトグリーン	ピンク	クリーム	アイボリー

■ 材質：本体フレーム・500Lポンベ架/スチール(粉体塗装)、本体マット・低反発マットレス・マクラ/ウレタンフォーム(抗菌防汚レザークリーナー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃))、イルリガートル架/ステンレスSUS304・ABS樹脂
 ■ 本体サイズ：ベッド型/760×1890×657~957mm、車いす型/760×1220×1304~1604mm ■ ベッドサイズ：650×1890×500~800mm ■ イルリガートル架：長さ860~1360mm
 ■ 背もたれ角度：水平角70度 ■ トレンデレンブルグ体位：水平角-10度 ■ 耐荷重：静止時/200kg、昇降時/150kg ■ 電源：AC100V 50/60Hz ■ 消費電力：Max144W ■ 電源コード長：約3.2m
 ■ 昇降可能回数：約50回(バッテリー搭載モデル、6時間フル充電時) ■ サイドガード高さ：157mm ■ 重量：約65kg ■ 付属品：マクラ ※500Lポンベ架、イルリガートル架、低反発マットレスは本体に付属していません。

商品の詳しい情報は
検索サイト「AXEL」
をご覧ください



商品名や品番で
簡単に検索できます!

AXEL

AS ONE **アズワン株式会社**

〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

navis