

# 適度なコシでしっかり洗浄 フレキシブルで狭いエリアへも追従

AS ONE

## Cleaning Brushes



9-1201 (ボールトップ)

9-1202 / 9-1203 (ロング)



## Channel aperture

### 《先端ブラシ》



9-1202 / 9-1203 (ロング)

Φ 2 × 15

Φ 3 × 25

Φ 4 × 25

Φ 5 × 25

9-1201 (ボールトップ)

※ ボールトップは先端にブラシがない分、追従性に優れています

### ナビス フレックスブラシ

navis\*

品番	型番	全長 (mm)	ブラシサイズ (mm)	価格 (税抜)
9-1202-01	白	約 315	Φ 2 × 15	2,800 円
9-1202-02	黄	約 325	Φ 3 × 25	
9-1202-03	紫		Φ 4 × 25	
9-1202-04	灰		Φ 5 × 25	
9-1203-01	白 ロング	約 615	Φ 2 × 15	
9-1203-02	黄 ロング	約 625	Φ 3 × 25	
9-1203-03	紫 ロング		Φ 4 × 25	
9-1203-04	灰 ロング		Φ 5 × 25	
9-1201-01	白	約 315	Φ 2 × 15	
9-1201-02	黄	約 325	Φ 3 × 25	
9-1201-03	紫	約 625	Φ 4 × 25	
9-1201-04	灰		Φ 5 × 25	

#### 《仕様》

- 材質 : ブラシ (ポリアミドナイロン樹脂)、ブラシ軸 (ステンレス)  
シース部 (ポリアセタール)
- 入数 : 1 袋 (5 本入)

※ 用途に合わせてシース部を切断し長さを調整いただけます。

※ 仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。  
最新情報は AXEL でご確認ください。

※ 商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

Made in China



AXEL 品番  
で検索できます。

- 価格、納期は変動する場合がございます。  
最新情報は AXEL でご確認ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q>

(24 時間受付)

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00~午後 5:30 受付 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く))

AS ONE アズワン株式会社



■ ご用命は信頼ある代理店へ

navis\*

[2310PASPB]